



UROLOGÍA



ZHEJIANG CHUANGXIANG MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD

📍 The Chinese Base: Building 50, No.650, Hongfeng Road, Linping District, Hangzhou 311100, China

📍 The U.S.A. Base: 8 The Green, STE A, Dover, Delaware, The U.S.A


☎ (86-571) 89167088

📞 (86-571) 89167086


🌐 www.mednovahz.co



Innovation Achieves Dream



Pinzas de Agarre de un Solo Uso



Indicación:

La pinza de agarre desechable está indicada para agarrar stents, cálculos u otros objetos extraños durante la cistoscopia flexible.

Pinzas de Agarre de un Solo Uso

Características:



Diseño de mandíbula grande para tomar una escala más grande de cuerpo extraño.



El cabezal está diseñado con precisión para sujetar cuerpos extraños con precisión y firmeza.



El extremo de la mandíbula queda liso tras un pulido minucioso, sin ocasionar daños en la endoscopia.

Modelo del producto:

Model	Order Number	Outer Diame	Working	Working	Coating	Jaw Type
C	MD-C-GF1806 ★	1.8	600	2.0	Optional	Rat tooth Alligator jaw
	MD-C-GF1812		1200			